

Инструкция по сбору биоматериала на исследование «Энтеробиоз (яйца остриц)» (тест №160ОСТ)

Информация о биоматериале и контейнере	Материалом для исследования является наружный отпечаток с перианальных складок. Предметное стекло с липкой лентой необходимо заранее приобрести в любом отделении медицинского обслуживания ИНВИТРО.
Информация о предварительной подготовке к исследованию	Процедура производится утром, сразу после сна, до дефекации и проведения туалета половых органов при помощи прозрачной липкой ленты не более 5 см.
Информация «куда собирать»	Предметное стекло с наклеенной сверху липкой лентой
Информация «как собирать»	Обследуемому необходимо наклониться вперед, раздвинуть ягодицы руками. Прикладывается липкой стороной кусок прозрачной ленты к перианальным складкам. После получения отпечатка липкая лента приклеивается на предоставленное предметное стекло ровным слоем. Стекло помещается в индивидуальный пакет.
Информация о недопустимых условиях, если есть таковые	Нельзя обматывать края скотча вокруг стекла!
Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в ОМО	До отправки в лабораторию материал должен храниться в холодильнике при температуре +2...+8°C. Материал необходимо доставить в отделение медицинского обслуживания ИНВИТРО в день взятия анализа (по графику приёма биоматериала).