

Инструкция по сбору слюны на исследование Стероидного профиля (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон)

Информация о биоматериале и контейнере.	Для исследования необходима порция слюны. Контейнер для сбора биоматериала (пробирку с белой крышкой) необходимо заранее приобрести в любом медицинском офисе ИНВИТРО.
Информация о предварительной подготовке к исследованию.	Нецелесообразно проводить исследование на фоне применения глюкокортикоидных препаратов (в т. ч. мазей). Если нет иных указаний направляющего врача, материал для исследования собирается в утреннее время (08.00-10.00). За сутки до взятия пробы следует исключить употребление спиртных напитков. В течение 60 минут до сбора слюны не есть, не курить, не чистить зубы (исключить любые действия, вызывающие кровоточивость десен). За 10 минут до сбора слюны ополоснуть рот водой.
Информация «куда собирать».	Проба слюны собирается в пробирку с белой крышкой.
Информация «как собирать».	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перед сбором слюны рекомендуется провести трехкратное полоскание полости рта физиологическим раствором или кипяченой водой. 2. Следует собрать не менее 3 мл слюны в пробирку с белой крышкой. 3. Крышку пробирки плотно закрутить.
Информация о недопустимых условиях, если есть таковые.	Недопустимо собирать порцию слюны в несколько приемов. Исследование предусмотрено для лиц старше 18 лет.
Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в МО.	<p>Условия хранения До отправки биоматериал должен храниться в холодильнике при температуре +2...+8°C. Материал должен быть доставлен в медицинский офис в день сбора.</p> <p>Условия транспортировки Доставить в охлажденном, но не замороженном виде при температуре +2...+8°C (например, в термосе с кубиком льда или пакете с хладоэлементами).</p>