

## Инструкция по сбору мокроты микробиологические и ПЦР-исследования

Информация о биоматериале и контейнере.	Для исследования необходима порция мокроты. Контейнер необходимо заранее приобрести в любом медицинском офисе ИНВИТРО. Контейнер для сбора пробы можно также приобрести в аптеке.
Информация о предварительной подготовке к исследованию.	<b>Общие требования</b> Взятие пробы должно проводиться строго до начала применения антибактериальных и химиотерапевтических препаратов или не ранее, чем через 10-14 дней после их отмены (для местных антибиотиков), и не ранее, чем через один месяц после применения антибиотиков per os (перорально). Перед откашливанием необходимо почистить зубы и прополоскать рот кипяченой водой с целью механического удаления остатков пищи, слущенного эпителия и микрофлоры ротовой полости. <b>Специальные требования</b> На микробиологические исследования и определение <a href="#">ДНК микобактерий туберкулеза</a> необходима утренняя порция мокроты.
Информация «куда собирать».	Собрать порцию мокроты в стерильный контейнер с крышкой.
Информация «как собирать».	Мокроту собрать в стерильный контейнер с красной крышкой, избегая попадания слюны и носоглоточной слизи. Крышку плотно закрыть.
Информация о недопустимых условиях, если есть таковые.	<b>Запрещается:</b> использовать нестерильные, ранее использованные или неплотно закрытые контейнеры; замораживать пробу; использовать пробирки/контейнеры с транспортными средами.
Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в МО.	<b>Условия хранения</b> До отправки контейнер с пробой должен храниться в холодильнике при температуре +2...+8 °С. Проба должна быть доставлена в медицинский офис в день сбора. <b>Условия транспортировки</b> Желательно доставить в охлажденном, но не замороженном виде при температуре +2...+8° С (например, в термосе с кубиком льда или в пакете с хладоэлементами).