

Инструкция по сбору слюны на ПЦР-исследования

Информация о биоматериале и контейнере.	Для исследования необходима порция слюны. Контейнер для сбора пробы необходимо заранее приобрести в любом медицинском офисе ИНВИТРО.
Информация о предварительной подготовке к исследованию.	Сбор пробы должен проводиться строго до начала применения антибактериальных и химиотерапевтических препаратов или не ранее, чем через 10-14 дней после их отмены (для местных антибиотиков), и не ранее, чем через один месяц после применения антибиотиков перорально.
Информация «куда собирать».	Собрать порцию слюны в стерильный контейнер с крышкой (СКК).
Информация «как собирать».	1. Материал собрать в СКК, чтобы дно контейнера полностью было покрыто слюной. 2. Сбор слюны у детей можно проводить одноразовой пипеткой из защечного пространства. 3. Плотнo закрутить крышку контейнера.
Информация о недопустимых условиях, если есть таковые.	Не допускать загрязнения слюной наружной поверхности пробирки.
Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в МО.	Условия хранения До отправки проба должна храниться в холодильнике при температуре +2...+8°C. Проба должна быть доставлен в медицинский офис в день сбора. При невозможности немедленной доставки в МО проба может быть сохранна при температуре +2...+8°C не более 10-12 часов. Условия транспортировки Доставить в охлажденном, но не замороженном виде при температуре +2...+8°C (например, в термосе с кубиком льда или в пакете с хладозементами).